



Prisliste 2008

Cool+Press Combi Gamasche - tryk og kulde

Komplet sæt 2 – til 2 ben

Art. No. 150870 6300,00 Dkk

Elektrisk kontrolbox i beskyttet etui

12V genopladeligt batteri i et beskyttet etui.
Longer gjord 2,2 m med tilhørende slanger.
2 stk. Cool+Press Combi gamascher (Str. S – M – L)
Transporttaske og ekstra køletaske.

Komplet sæt 4 – til 4 ben

Art. No. 150880 8000,00 Dkk

Elektrisk kontrolbox i beskyttet etui

12V genopladeligt batteri i et beskyttet etui.
Longer gjord 2,2 m med tilhørende slanger.
4 stk. Cool+Press Combi gamascher (Str. S – M – L)
Transporttaske og ekstra køletaske.

Læder halerem med tilhørende slanger og connector til bagben.

Frysebox til 18 liter - vægt 11,5 kg.

Art. No 15 09 17 3200,00 Dkk

Omformer I 230 V – 24 V

Art. No 15 09 18 440,00 Dkk

Køb Mouny Cool+Press i moduler:

1) Start sæt

2 stk. Cool +Press Combi gamascher (Str. S-M-L)
Excl. Massage puder.

Art. No. 15 08 60 800,00 Dkk

2) Udvidelse fra start sæt til fuldt sæt til 2 ben (Kræver start sæt)

Art. NO 1508 02 5700,00 Dkk

3) Udvidelse fra fuldt sæt 2 ben til fuldt sæt til 4 ben

(Kræver start sæt + udvidelsessæt til 2 ben)

Art. No 150903 1950,00 Dkk

Alle løsdele kan fås separat.

Alle priser er excl. fragt og moms.

Betaling skal ske før afsendelse.

For yderligere information og
bestilling tlf. 20 13 88 76, eller www.broholm.biz

Cool+Press Combi®



Dobbelt hjælper bedre

Se også www.broholm.biz



Cool+Press Combi Gamasche

Dobbelt effekt hjælper bedre.

Verdens første gamasche der både kan køle og lave pulserende tryk.

Cool+Press Combi Gamasche kombinerer 2 velkendte behandlingsformer.

Pulserende tryk og kontrolleret køling vil reducere smerte, varme og hævelser.

Den anti-inflammatoriske effekt øger helingen og giver en hurtigere behandlingstid.

Cool+Press Combi Gamasche er designet således at du kan behandle din hest hvad enten den står stille eller bevæger sig.

Køle terapi sammen med kontrolleret tryk har vist sig at være en vigtig del af behandlingen ved smertefuld irritation af muskler og sener samt efter hård træning.

Hvordan virker Cool+Press Combi Gamasche

- 1) Gamaschen åbnes og isposen / varmeposen sættes i.
- 2) Gjorden monteres på hesten.
- 3) Gamascherne lægges på hesten.
- 4) Luftslangerne forbindes – sort mod sort og blå mod blå.
- 5) Maskinen indstilles (antal ben – og styrke) samt tændes.

Luften vil via de luftpuder som er monteret i gamaschen bevirke at benet masseres nedefra og op.

Cool+Press Combi Gamasche blev første gang vist frem på Equitana 2007 hvor de vandt innovationsprisen.

